

•• PRZECHOWYwanie i TERMIN WAżNOŚCI

- Niedopodobnie warunki przechowywania skróć terminy użytowania i mogą prowadzić do pogorszenia właściwości materiału. Nie podawać materiału działaniu intensywnego światła słonecznego. Materiał należy przechowywać w suchym miejscu.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze 4-25°C (39.2-77°F).
- NIE MOŻNA ZAMRAŻAĆ!
- Okres gwarancji na materiał wynosi 3 lata.

•• OPAKOWANIE

Jen-Radiance dostarcza się w strzykawkach 4 g:

- Odcienie transparentne: I (szkliwo naturalne), IOP (szkliwo białe opalescentne);
- Odcienie uniwersalne żębinowe: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D2, BW (Biały, XBW [Extra biały]);
- Odcienie opakerowe: A1-0, A2-0, A3-0, A3.5-0, UO (odcień opakerowy uniwersalny), SWOP (super biały odcień opakerowy).

Jen-Radiance

LV

Universāls submikrona hibrida kompozīts, kas palīdz sasniegt augstu estētisko rezultātu, izmantojot tikai nelielu tonu kāstu.

•• MĒRĶIS

- Loti estētiska I, II, III, IV un V klasses dobumu atjaunošana;
- Inleju un onleju izgatavošana;
- Sandwich tehnoloģija;
- Šīnu uzlikšana;
- Stumbri atjaunošana.

•• LIETOŠĀS INSTRUKCIJAS

Dobumu sagatavo, izmantojot standarta tehniku. Dzīļu dobumu gadījumā pulps aizsardzību izmantojiet kalcija hidroksida pārkājuma materiālu, piemēram, Jen-Line LCF.

•• PRIEKŠĒJĀS ZOBU GRUPAS RESTAURĀCIJAS

Ieteicams izmantot matrīcas. 15 sekundes nokindiet emalu, ieskaņot slīps zonas, ar Phospho-Jen AS kodināšanas želeju, rūpīgi noskalojiet un nosusiniet. Uzlājet adhezīvu (mēs iesakam Jen-Unibond) saskaņā ar adhezīvās sistēmas instrukcijām un polimerizējiet. Uzlājet Jen-Radiance slāni dobūmā, noformējiet kontūru un gaismojiet. Ja dobums ir dzīļš, var būt nepieciešams vairākas restaurācijas materiāla porcijas. Apstrādājiet plombas virsmu ar borīmu un proksimālās virsmas ar abrazīvām lentītēm. Pēc sakodienu pārbaudes veiciet galīgo slīpēšanu ar apdares diskiem un gumijas galvinām.

•• ZOBU KOŠLĀJĀMA GRUPU RESTAURĀCIJAS

Starpromsaimāi separācijai ieteicams izmantot plānu caurspīdīgu matrīcu, nostiprinot to ar klijšiem. Pieļāgojiet matrīcu, lai nosegtu smaganu zonu, izvairoties no izvirzījumu veidošanās. Pirms restaurācijas materiāla uzklāšanas izmantojiet adhezīvu, kā apakstītis iepriekš. Pirma pirmā restaurācijas materiāla slānā mēs iesakam izveidot superadpatīvu plūstošu kompozītu slāni, piemēram, Jen LC-Flow. Uzlājet pirmo Jen-Radiance porciiju uz dobuma proksimālās daļas tā, lai materiāla slānis nebūtu biezāks par 1,5 mm. Izmantojiet šķepītī, izlājet materiālu pa alzīdamā dobuma un matrīcas iekšējām virsmām un gaismojiet. Pabeidziet plombēšanu, uzklājot materiālu slānos tā, lai katru slāņu biezums nepārsniegtu 2,5 mm. Gaismojiet katru slāni atsevišķi.

Uzmanību! Jen-Radiance necaurspīdīgie toni jāzlāj slānos, kuru biezums nepārsniegdz 1 mm.

•• BRIDINĀJUMI

Jen-Radiance kompozītmateriāla sastāvā ir metakryla sveķi. Izvairieties no ilgstošas vai atkārtotas nepolimerizētā materiāla saskares ar ādu (var rasties alergisks kontaktdermatīts), mutes mikstājieni audiem, acīm.

Saskares gadījumā nekavējoties rūpīgi noskalojiet saskares vietu ar zlepēm un ūdeni. Ja rodas ādas izsītumi vai citas alergiskas reakcijas pazīmes, pārtrauciet materiāla lietošanu un meklējiet ārsta palīdzību.

•• PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Strādājot ar materiālu, lietojiet piemērotu acu aizsardzību, apjērbu, masku un cimdus. Pacientiem arī ir ieteicams lietot aizsargbrilles.
- Ievērojiet drošības piesardzības pasākumus, strādājot ar pulverveida, siliciju saturošām vielām. Lietojiet aizsargbrilles, masku un cimdus.

•• NEVĒLAMĀS REAKCIJAS

Materiāls var kaitināt acis, ādu un glotādu (skatit BRIDINĀJUMU sadālu).

•• KONTRINDIKĀCIJAS

Jebkādas alergiskas reakcijas pacienta anamnēzē, iepāi pret metakrilātu sveķiem vai jebkuru citu zobārstniecības materiālu sastāvdāļu.

•• MIJEDARĪBĀ AR CITIEM MATERIĀLIEM

Eigenolu saturōsu produktu lietošana kopā ar Jen-Radiance ir kontrindīcēta. Eigenolu sastāvām zobārstniecības materiāliem var būt negatīva ietekme uz sacītešanas spēju.

•• GARANTIJAS SAISTĪBAS

Ražotājs garantē savu produktu kvalitāti. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radūsies materiālu lietošanas instrukciju pārkāpumā, uzglabāšanas apstākļu pārkāpumā dēļ un citos gadījumos, kuri neparedz materiāla funkcionālo pielietošanu. Patēriņš ir atbildīgs par konkrēta produkta piemērotības noteikšanai lietošanai saskaņā ar patēriņtāja mērķiem. Garantijas gadījuma iestāšanās nosacījums: produkta neatbilstība rotājot aprakstījām iepāsībām. Ja garantijas laikā tiek atklāts materiāla defekt, ražotājs tiks ietaisīts.

•• RAZOTĀJA ATBILDĪBAS IERobežošANA

Ražotājs atbildība attiecas tikai uz gadījumiem, kuri tieši noteikti piemērojamajos valsts tiesību aktos.

•• UZGLABĀŠANA UN DERIGUMA TERMINĀ

Nepareizie uzglabāšanas apstākļi saistīs lietošanas laiku un var izraisīt materiāla iepāši paslītināšanos. Nepakļaujiet produktu tiešiem saules stariem. Uzlābijiet materiālu sausā vietā.

•• UTILIZĀCIJA

Utilizējiet medicīnisko izstrādājumu saskaņā ar vietējām/reģionālajām/vaistīstārtautiskajām likumdošanas prasībām.

•• KOMPLEKTĀCJA

Jen-Radiance tiek piegādāts šķircēs par 4 g:

- Caurspīdīgie toni: I (parastā emāļa), IOP (baltā opalescentne emāļa);
- Universālie dentīna toni: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D2, BW (balts), XBW (iepāši balts);
- Necaurspīdīgie toni: A1-0, A2-0, A3-0, A3.5-0, UO (universāls necaurspīdīgs), SWOP (iepāši balts necaurspīdīgs).

Jen-Radiance

RU

Universāls submikron hibrida kompozīts, kas palīdz sasniegt augstu estētisko rezultātu, izmantojot tikai nelielu tonu kāstu.

•• NАЗНАЧЕНИЕ

- Высокоэстетичное восстановление полостей I, II, III, IV и V класса;
- Изготовление вкладок и накладок;
- Сендвич-техника;
- Шинирование;
- Моделирование культи.

•• СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полость препарируется по стандартной методике. В случае глубоких карийозных полостей используйте для защиты пульпу прокладочный материал на основе гидроксида кальция, например Jen-Line LCF.

•• РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ

Рекомендуется использовать матрицы. Протрите эмаль, включая скосы, в течение 15 сек травильным гелем Phospho-Jen AS, тщательно промойте и просушите. Нанесите адгезив, (мы рекомендуем Jen-Unibond) согласно инструкции к адгезивной системе и заполимеризуйте. Внесите слой Jen-Radiance в полость, офорите контур и засветите. При большой глубине полости может потребоваться несколько порций реставрационного материала. Обработайте поверхность пломбы с помощью боров, а проксимальные поверхности – с помощью абразивных полосок. После проверки проксируйте пломбу окончательное шлифование финишными дисками и резиновыми головками.

•• РЕСТАВРАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ГРУПП ЗУБОВ

Для интерпроксимальной сепарации рекомендуется использовать тонкую прозрачную матрицу, закрепив ее клиньями. Адаптируйте матрицу для закрытия десневой области, избегая образования выступов. Перед нанесением реставрационного материала используйте адгезив, как описано выше. Рекомендуем перед

первым слоем реставрационного материала, создать суперадаптивный слой из текучего композита, например Jen LC-Flow. Нанесите первую порцию Jen-Radiance на проксимальную часть полости, так, чтобы слой материала был не более 1,5 мм. С помощью штотфера распределите материал по внутренним поверхностям пломбируемой полости и матрице и засветите. Закончите пломбирование послойным нанесением материала так, чтобы толщина каждого слоя не превышала 2,5 мм. Засвечивайте каждый слой отдельно.

Внимание! Опаковые оттенки Jen-Radiance должны наноситься слоями толщиной не более 1 mm.

•• ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Композитный материал Jen-Radiance в своем составе содержит метакриловые смолы. Избегайте длительного или повторяющегося контакта неполимеризованного материала с кожей [возможно возникновение аллергических контактных дерматитов], с мягкими тканями полости рта, глазами.

Если контакт произошел, немедленно хорошо промойте место контакта водой с мылом. Если на коже появилась сыпь или другие признаки аллергических реакций, прекратите использование материала и обратитесь за медицинской помощью.

•• ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Наличие в анамнезе пациента указаний на аллергические реакции, особенно на метакрилатные смолы или любой другой компонент стоматологических материалов.

•• МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе с материалом используйте соответствующие защитные очки, одежду, маску и перчатки. Защитные очки рекомендуется применять и пациентам.
- Соблюдайте меры безопасности, предусмотренные при работе с порошкообразными, кремнийодержащими веществами. Используйте защитные очки, маску и перчатки.

•• ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Материал может вызывать раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек (см. раздел ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ).

•• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Противопоказано использование эвгенол-содержащих препаратов в комбинации с Jen-Radiance. Эвгенол-содержащие стоматологические материалы могут оказывать отрицательное влияние на способность к отверждению.

•• ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения требований инструкции по использованию материалов, нарушения условий хранения и другие случаи, непредусмотренные функциональным назначением материала. Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта к использованию в соответствии с его [потребителя] задачами. Условие наступления гарантийного случая: несоответствие продукта характеристикам, заявленным производителем. В случае обнаружения дефекта материала в гарантийный период предприятие-изготовитель производит замену продукта.

•• ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на случаи, прямо предусмотренные действующим законодательством страны.

•• ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- Несоответствующие условия хранения скратят сроки использования и могут привести к ухудшению свойств материала. Не допускайте попадания на продукт прямого солнечного света. Храните материал в сухом месте.
- Храните продукт при температурах 4 - 25°C (39.2 - 77°F).
- НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
- Гарантний срок хранения материала – 3 года.

•• УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными / региональными / международными требованиями законодательства.

•• КОМПЛЕКТАЦИЯ

Jen-Radiance поставляется в шприцах по 4 g/r.

- Прозрачные оттенки: I (Normalная эмаль), IOP (Белая опалесцентная эмаль);
- Универсальные оттенки дентина: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D2, BW (Белый, XBW [Экстра белый]);
- Опаковые оттенки: A1-0, A2-0, A3-0, A3.5-0, UO (Универсальный опакер), SWOP (Супер белый опакер).

JenDental
UKRAINE

UA

Jen-Radiance

Універсалний субмікронний гібридний композит

Universal submicron hybrid composite

Composite hybride universel submicronique

Universeller Submikron-Hybrid-Verbundwerkstoff

Composite ibrido submicronico universale

Uniwersalny submikronowy hybrydowy kompozyt

Universāls submikronu hibrīda kompozīts

Универсальный субмикронный гибридный композит

Jen-Radiance

Універсалний субмікронний гібридний композит, що дозволяє досягти високого естетичного результату використовуючи лише невеликий спектр відтінків.

•• ПРИЗНАЧЕННЯ

- Високоестетичне відновлення порожнин I, II, III, IV та V класу;
- Виготовлення вкладок і накладок;
- Сендвіч-техніка;
- Шинування;
- Моделювання культи.

•• СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Порожнини препарується за стандартною методикою. У разі наявності глибоких каріозних порожнин використовується для захисту пульпи прокладковий матеріал на основі гідроксилу кальцію, наприклад, Jen-Line LCF.

•• РЕСТАВРАЦІЯ ФРОНТАЛЬНОЇ ГРУПИ ЗУБІВ

Використовуйте матриці. Протрите емаль, включаючи скоси, протягом 15 сек. травильним гелем (ми рекомендуємо Phospho-Jen AS), ретельно промийте і просушіть. Нанесіть адгезив (ми рекомендуємо Jen-Unibond) згідно з інструкцією до адгезивної системи та заполімеризуйте. Внесіть шар Jen-Radiance на порожнину, оформіть контур і засвітіть. При великій глибині порожнини може знадобитися кілька порцій реставраційного матеріалу. Обробіть поверхню пломби з мілом. Якщо на шкірі з'явилися висипи або інші ознаки алергічних реакцій, припиніть використання матеріалу та зверніться за медичною допомогою.

•• РЕСТАВРАЦІЯ ЖУВАЛЬНИХ ГРУП ЗУБІВ

Для інтерпроксимальної сепарації рекомендується використовувати тонку прозрачну матрицю, закріпивши її пілінами. Адаптуйте матрицю для закриття ясеневої ділянки, уникнувши утворення виступів. Перед нанесенням першої шару реставраційного матеріалу використовуйте адгезив, як описано вище. Рекомендуємо перед нанесенням першої шару реставраційного матеріалу створити суперадпатівний шар з текучого композиту, наприклад, Jen-Flow. Нанесіть першу порцію Jen-Radiance на проксимальну частину порожнини так, що шар матеріалу буде не більше 1,5 mm. З допомогою штотфера розподіліть матеріал по внутрішніх поверхнях матриці та засвітіть. Завершіть пломбування пошаровою нанесеною матеріалу так, що товщина кожного шару не перевищує 2,5 mm. Полімеризуйте кожний шар окремо.

УВАГА! Опакові відтінки Jen-Radiance повинні наноситися шарами товщиною не більше 1 mm.

•• ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

•• PRECAUTIONARY MEASURES

- 1. During the work with the material use special glasses, gloves, clothes and mask Goggles are recommended for the patients also.
- 2. Observe the security measures provided during the work with powdery, siliceous substances. Use goggles, a mask and gloves.

•• CONTRAINDICATIONS

Allergic reactions in the anamnesis of the patient especially on methacrylic resins or on any other component of dental materials.

•• COLLATERAL REACTIONS

The product can cause irritation of eyes, skin and mucous membranes. (see. CAUTION section).

•• INTERACTION WITH OTHER DENTAL MATERIALS

Use of eugenol-containing materials in a combination with Jen-Radiance is contraindicated. Eugenol-containing dental materials can have negative impact on ability to polymerization.

•• WARRANTY

The manufacturer warrants the quality of manufactured products. The adverse events inflicted by violation of user manual, storage conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the material are not the subjects of warranty. The customer is responsible for determination of suitability of this product for user's application. Warranty conditions: the product does not comply with requirements declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the defective material within warranty period.

•• LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer's liability is limited by only cases stipulated by direct legislation of the country.

•• STORAGE

- Inappropriate storage conditions will reduce shelf life and can lead to deterioration of properties of the material. Don't expose this product to direct sunlight. Store a material in a dry place.
- Store this product at the temperature of 4 - 25 °C [39.2 - 77 °F].
- DO NOT FREEZE!
- Shelf life of Jen-Radiance is 3 years.

•• RECYCLING

Dispose of the medical device in accordance with local / regional / national / international legal requirements.

•• PACKING

Jen-Radiance is packed in syringes on 4 g.

- Translucent (incisal) shades: I (Incisal - Enamel Normal), IOP (Incisal Opaline - Enamel White Opalescent);
- Universal dentin shades: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D2, BW (Bleach White), XBW (Extra Bleach White);
- Opaque shades: A1-O, A2-O, A3-O, A3.5-O, UO (Universal Opaquer), SWOP (Super White Opaquer).

Jen-Radiance

FR

Un composite hybride submicronique polyvalent qui permet d'obtenir des résultats esthétiques élevés dans une gamme de teintes réduite.

•• DESTINATION

- Restauration hautement esthétique des cavités de classe I, II, III, IV et V;
- Fabrication d'insertions et d'applications;
- Technique du sandwich;
- Ligation;
- Modélisation de moignon.

•• INSTRUCTION D'USAGE

La cavité doit être préparée selon la technique standard. Dans le cas de cavités profondes, utilisez un matériau de revêtement à base d'hydroxyde de calcium, tel que Jen-Line LCF, pour protéger la pulpe.

•• RESTAURATIONS DU GROUPE DE DENTS ANTÉRIEURES

L'utilisation de matrices est recommandée. Mordancez l'émail, y compris les biseaux, pendant 15 secondes avec le gel de mordantage Phospho-Jen AS, rincez abondamment et séchez. Appliquez un adhésif (nous recommandons Jen-Unibond) selon les instructions du système d'adhésif et polymériser. Appliquez une couche de

Jen-Radiance dans la cavité, façonnez le contour et exposez à la lumière. Plusieurs portions de matériau de restauration peuvent être nécessaires si la cavité est profonde. Traiter la surface de l'obturation avec des fraises et les surfaces proximales avec des bandes abrasives. Après avoir vérifié l'occlusion, effectuez le meulage final avec les disques de finition et les têtes en caoutchouc.

•• RESTAURATIONS DES GROUPES DE DENTS DE LA MASTICATION

Pour la séparation interproximale, il est recommandé d'utiliser une fine matrice transparente, fixée par des coins. Adaptez la matrice pour couvrir la zone gingivale, en évitant la formation de protrusions. Utiliser un adhésif comme décrit ci-dessus avant d'appliquer le matériau de restauration. Nous recommandons de créer une couche superadaptative de composite fluide, tel que Jen LC-Flow, avant la première couche de matériau de restauration. Appliquez la première partie de Jen-Radiance sur la partie proximale de la cavité, de sorte que la couche de matériau ne dépasse pas 5 mm. À l'aide d'un brumisateur, étalez le matériau sur les surfaces internes de la cavité à remplir et de la matrice et exposez à la lumière. Terminez l'obturation en appliquant le matériau en couches de sorte que l'épaisseur de chaque couche ne dépasse pas 2,5 mm. Exposez à la lumière chaque couche séparément.

Attention! Les teintes opaques Jen-Radiance doivent être appliquées en couches ne dépassant pas 1 mm d'épaisseur.

•• MISES EN GARDE

Le matériau composite Jen-Radiance contient des résines méthacryliques dans sa composition. Évitez tout contact prolongé ou répété du matériau non polymérisé avec la peau (une dermatite de contact allergique peut survenir), les tissus mous de la bouche, les yeux.

En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment la zone de contact avec de l'eau et du savon. Si une éruption cutanée ou d'autres signes de réactions allergiques apparaissent, cessez d'utiliser le matériau et consultez un médecin.

•• CONTRE-INDICATIONS

Tout antécédent de réaction allergique, notamment aux résines méthacrylates ou à tout autre composant des matériaux dentaires.

•• PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Utiliser une protection oculaire, des vêtements, un masque et des gants appropriés lors de la manipulation du matériau. Il est également recommandé aux patients de porter des lunettes de protection.
- Respectez les consignes de sécurité pour la manipulation de substances pulvérulentes contenant du silicium. Utilisez des lunettes de sécurité, un masque et des gants.

•• EFFETS INDÉSIRABLES

La substance peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des muqueuses (voir MISES EN GARDE).

•• INTERACTION AVEC D'AUTRES MÉTIÉRAUX

L'utilisation de produits contenant de l'eugenol en association avec Jen-Radiance est contre-indiquée. Les matériaux dentaires contenant de l'eugenol peuvent avoir un effet négatif sur la capacité de durcissement.

•• GARANTIE

Le fabricant garantit la qualité de ses produits. La garantie ne couvre pas les défauts causés par le non-respect des instructions d'utilisation des matériaux, les conditions de stockage et autres cas qui ne sont pas prévus pour la fonction du matériau.

Il est de la responsabilité du consommateur de déterminer l'adéquation de ce produit à l'usage auquel il (le consommateur) le destine. Condition de survie du cas de garantie : non-conformité du produit aux caractéristiques déclarées par le fabricant. Si un défaut matériel est détecté pendant la période de garantie, le fabricant remplacera le produit.

•• LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

La responsabilité du fabricant s'étend uniquement aux cas expressément prévus par les lois applicables du pays.

•• STOCKAGE ET DURÉE DE VALIDITÉ

- Des conditions de stockage inappropriées réduisent la durée d'utilisation et peuvent entraîner une détérioration des propriétés du matériau. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil. Conservez le matériel dans un endroit sec.
- Conservez le produit à une température de 4 - 25 °C [39.2 - 77 °F].
- NE PAS GELER!
- La durée de conservation garantie du matériel est de 3 ans.

•• MISE AU REBUT

Mettez le produit médical au rebut conformément aux exigences légales locales/régionales/internationales.

•• FOURNITURES

Jen-Radiance est fourni en seringues de 4 g.

- Teintes transparentes: I (Email normal), IOP (Email blanc opalescent);
- Teintes universelles de la dentine: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D2, BW (Blanc), XBW (Extra Blanc);
- Teintes opaques: A1-O, A2-O, A3-O, A3.5-O, UO (Universel Opaque), SWOP (Super Blanc Opaque).

Jen-Radiance

DE

Ein vielseitiger Submikron-Hybrid-Verbundwerkstoff, der mit nur wenigen Farbtönen ein hohes ästhetisches Ergebnis erzielt.

•• ZWECK

- Hochästhetische Restauration von Hohlräumen der Klassen I, II, III, IV und V;
- Herstellung von Inlays und Onlays;
- Sandwich-Technik;
- Verblockung;
- Stumpfmodellierung.

•• GEBAUCHSANLEITUNG

Die Präparation der Kavität erfolgt nach dem Standardverfahren. Verwenden bei tiefen Kavitäten ein Liner-Material auf Calciumhydroxid-Basis, wie z. B. Jen-Line LCF, um die Pulpas zu schützen.

•• RESTAURATIONEN IN DER FRONTZAHNGRUPPE

Es wird empfohlen, Matrizen zu verwenden. Ätzen den Zahnschmelz einschließlich der Fasen 15 Sekunden lang mit Phospho-Jen AS Ätzgel, spülen Sie gründlich nach und trocknen. Anwenden einen Klebstoff (wir empfehlen Jen-Unibond) gemäß den Anweisungen des Klebstoffsystems und polymerisieren. Bringen eine Jen-Radiance-Schicht auf den Hohlräum auf, formen die Kontur und belichten. Wenn die Kavität tief ist, können mehrere Portionen Füllungsmaterial erforderlich sein. Behandeln die Oberfläche der Füllung mit Bohrern und die Approximalflächen mit Schleifstreifen. Nach der Bisskontrolle führen den Endschliff mit den Schleitscheiben und Gummiköpfen durch.

•• RESTAURATIONEN DER KAUGRUPPEN DER ZÄHNE

Für die interproximale Separation wird die Verwendung einer dünnen transparenten Matrize empfohlen, die mit Keilen gesichert wird. Passen Sie die Matrize so an, dass sie den Gingivabereich bedeckt und die Bildung von Vorsprüngen verhindert wird. Verwenden vor dem Aufrägen des Restaurationsmaterials ein Adhäsiv wie oben beschrieben. Wir empfehlen, eine superadaptive Schicht aus fließfähigem Komposit, wie z. B. Jen LC-Flow, vor der ersten Schicht des Füllungsmaterials anzulegen. Applizieren die erste Portion Jen-Radiance auf den proximalen Teil der Kavität, so dass die Materialschicht nicht mehr als 1,5 mm beträgt. Verteilen Sie das Material mit einem Dentalpolierer auf den Innenflächen des zu füllenden Hohlräums und der Matrize und belichten. Beenden die Füllung, indem das Material schichtweise so auftragen, dass die Dicke jeder Schicht 2,5 mm nicht überschreitet. Belichten jede Schicht separat.

Achtung! Jen-Radiance Opaque-Farbtöne sollten in Schichten von nicht mehr als 1 mm Dicke aufgetragen werden.

•• VORSICHTSHINWEISE

Das Kompositmaterial Jen-Radiance enthält in seiner Zusammensetzung Methacrylatharze. Vermeiden Sie längerer oder wiederholten Kontakt des unpolymatisierten Materials mit der Haut (allergische Kontaktdermatitis kann auftreten), den Weichteilen des Mundes und den Augen. Bei Kontakt spülen Sie die Kontaktstelle sofort gründlich mit Wasser und Seife. Wenn ein Hautausschlag oder andere Anzeichen einer allergischen Reaktion auftreten, verwinden das Material nicht weiter und suchen einen Arzt auf.

•• GEGENANZEIGEN

Jegliche Vorgesichte von allergischen Reaktionen, insbesondere auf Methacrylatharze oder andere Bestandteile von Dentalmaterialien.

•• RESTAUERI DEL GRUPPO DI DENTI ANTERIORI

Si raccomanda di usare le matrici. Mordenzare lo smalto, compresi gli smussi, per 15 secondi con il gel mordenzante Phospho-Jen AS, sciacquare bene e asciugare. Applicare un adesivo (raccomandiamo Jen-Unibond) secondo le istruzioni del sistema adesivo e polimerizzare. Applicare uno strato di Jen-Radiance alla cavità, modellare il contorno e sovrapporre. Possono essere necessarie più porzioni di materiale da restaurare se la cavità è profonda. Trattare la superficie dell'otturazione con fresa e le superfici prossimali con strisce abrasive. Dopo aver controllato il morso, eseguire la rettifica finale con i dischi di finitura e le teste di gomma.

•• RESTAUERI DEI GRUPPI MASTICATORI DEI DENTI

Per la separazione interproximale si raccomanda di utilizzare una sottile matrice trasparente, fissata con cunei. Adattare la matrice per coprire l'area gingivale, evitando la formazione di protuberanze. Usare un adesivo come descritto sopra prima di applicare il materiale da restauro. Raccomandiamo di creare uno strato superadattivo di composito fluido, come Jen LC-Flow, prima del primo strato di materiale da restauro. Applicare la prima porzione di Jen-Radiance alla parte prossimale della cavità, in modo che lo strato di materiale non superi 1,5 mm. Usando un brunitore, stendere il materiale sulle superfici interne della cavità da riempire e della matrice e schiarire. Terminare l'otturazione applicando il materiale a strati in modo che lo spessore di ogni strato non superi i 2,5 mm. Sovrapporre ogni strato separatamente.

•• WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN MATERIALEN

Die Verwendung von eugenolhaltigen Produkten in Kombination mit Jen-Radiance ist kontraindiziert. Eugenol-haltige Dentalmaterialien können die Aushärtungsfähigkeit negativ beeinflussen.

•• NEBENWIRKUNGEN

Material kann Reizungen der Augen, Haut und Schleimhäute verursachen [siehe WARNHINWEISE].

•• GARANTIEVERPFlichtungen

Der Hersteller garantiert für die Qualität seiner Produkte. Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch die Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung der Materialien, Lagerungsbedingungen und andere Fälle, die nicht für die Funktion des Materials bestimmt sind, verursacht werden.

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, die Eignung dieses Produkts für seine (des Verbrauchers) beabsichtigte Verwendung zu bestimmen. Voraussetzung für den Eintritt des Garantiefallen: Nichtübereinstimmung des Produktes mit den vom Hersteller deklarierten Eigenschaften. Wenn während der Garantiezeit ein Materialfehler festgestellt wird, wird der Hersteller das Produkt ersetzen.

•• BESCHRÄNKUNG DER HERSTELLERHAFTUNG

Die Haftung des Herstellers erstreckt sich nur auf die Fälle, die das geltende Recht des Landes ausdrücklich vorsieht.

•• LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Unsachgemäße Lagerungsbedingungen verkürzen die Nutzungsdauer und können zu einer Verschlechterung der Materialeigenschaften führen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Lagern Sie das Material an einem trockenen Ort. - Lagern Sie das Produkt bei 4 - 25 °C [39.2 - 77 °F].

•• NICHT EINFRIERN!

- Die garantierte Lagerfähigkeit des Materials beträgt 3 Jahre.

•• ENTSORGUNG

Entsorgen das Medizinprodukt in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen gesetzlichen Bestimmungen.

•• PACKUNGSHINHALT

Jen-Radiance wird in Spritzen zu 4 g geliefert.

- Transparente Farbtöne: I (Normaler Schmelz), IOP (Weißer Opaleszenter Schmelz);
- Universelle Dentinfarbtöne: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D2, BW (Weiß); XBW (Extra Weiß);
- Opake Farbtöne: A1-O, A2-O, A3-O, A3.5-O, UO (Universal Opaquer), SWOP (Super Weiß Opaquer).

Jen-Radiance

IT

Un composito ibrido submicronico versatile che raggiunge alti risultati estetici solo in una piccola gamma di tonalità.

•• DESTINAZIONE D'USO

- Restauro altamente estetico di cavità di classe I, II, III, IV e V;
- Fabbricazione di monconi e placche;
- Tecnica sandwich;
- Splintaggio;
- Modellazione del moncone.

•• ISTRUZIONI PER L'USO

La cavità è preparata secondo la tecnica standard. Nel caso di cavità profonde, usare un materiale di spessoramento a base di idrossido di calcio, come Jen-Line LCF, per proteggere la polpa.

•• RESTAUERI DEL GRUPPO DI DENTI ANTERIORI

Si raccomanda di usare le matrici. Mordenzare lo smalto, compresi gli smussi, per 15 secondi con il gel mordenzante Phospho-Jen AS, sciacquare bene e asciugare. Applicare un adesivo (raccomandiamo Jen-Unibond) secondo le istruzioni del sistema adesivo e polimerizzare. Applicare uno strato di Jen-Radiance alla cavità, modellare il contorno e sovrapporre. Possono essere necessarie più porzioni di materiale da restaurare se la cavità è profonda. Trattare la superficie dell'otturazione con fresa e le superfici prossimali con strisce abrasive. Dopo aver controllato il morso, eseguire la rettifica finale con i dischi di finitura e le teste di gomma.

•• CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tinte trasparenti: I (smalto normale), IOP (smalto bianco opalescente);
- Tinte di dentina universali: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D2, BW (White), XBW (Extra White);
- Tinte opache: A1-O, A2-O, A3-O, A3.5-O, UO (Universal Opaquer), SWOP (Super White Opaquer).

Jen-Radiance

PL

Universalny submikronowy kompozyt hybrydowy, który pozwala osiągnąć wysoki efekt estetyczny, używając tylko niewielkiej gamy odcieni.

•• PRZECZNACZENIE

- Wysoka estetyczna odbudowa ubytków klas I, II, III, IV i V;
- Wykonanie wkładów i nakładów;
- Teknika „kanapkowa”;
- Szybowanie;
- Odbudowa zębów korony.

•• INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ubytek w strukturze zęba, powstaje po usunięciu zainfekowanych przez prąchnicę tkanek twardych, poddawany jest standardowej procedurze przygotowania powierzchni zanim wypełniony zostanie za pomocą materiału kompozytowego. W przypadku głębokich ubytków prąchnicowych warto użyć ochrony miazgi materiału podkładowego na bazie wodorotlenku wapnia, np. Jen-Line LCF.

•• ESTETYCZNA ODBUDOWA W ODCINKU PRZEDnim

Zaleca się zastosowanie ksztaltki. Należy wytrącić szkliwo, w tym obszar zukoszenia, przez 15 sekund za pomocą wytrącającej Phospho-Jen AS, dokładnie wypłukać i osuszyć ubytek. Zapakować odpowiedni system łączący (zalecamy Jen-Unibond) zgodnie z instrukcją